

LABSIDE- Kompatibilitätsliste

Labside-Bibliotheken sind mit Exocad®, 3Shape® und DentalWings® CAD-Software kompatibel.
Die Bibliotheken können unter www.anthogyr.com im Bereich DIGITAL / Labside heruntergeladen werden.

Vor der Installation sollten Sie Folgendes identifizieren:

- . CAD-Software und Versionsnummer
- . Die Artikelnummern der Axiom® BL und Axiom® TL
- . Komponenten Scan-Zubehörteile

Vor der Installation müssen frühere Bibliothek-Versionen, die nicht mehr verwendet werden, deinstalliert werden

V - 26/06/2020

| Implantat Plattform | | Fräsoptionen | | Workflow für herkömmliche Abformungen | | Workflow für digitale Abformungen mit einem Intraoral-Scanner | | Exocad® Alle versionen | | | 3Shape® Scanners and CAD software | | | DentalWings Scanners and CAD software |
|--|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------------------|------------------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---|---|--|
| Artikelnummern der Komponenten | Komponententyp | Indexiert | Nicht rotations gesichert | Scan-Adapter für Laborscanner | Modellanaloge für Gipsmodell | Digitale Abformpfosten für Intraoral-Scanner | Modellanaloge für gedrucktes Modell | Imetric® Laborscanner | Medit® Laborscanner | Andere Konfigurationen | | | | |
| | | | | | | | | versionen 5 und höher | versionen 2.0.0.0 und höher | alle geöffneten Exocad® versionen | versionen 2014 und höher | versionen 2017 und 2018 | versionen 2019 und höher | versionen 4.0.0 und höher |
| Name der zugehörigen Bibliotheks-Dateien | | | | | | | | | | | | | | |
| OPFLEX413/423/433 OPFLEX513/523/533 | FlexiBase® Axiom BL | ✓ | - | 152-27-SAA 152-27-SAA | OPIA100 OPIA100 | 152-27-DT 152-27-DT | 152-27-PA 152-27-PA | Anthogyr_Labside_Imetric_V2.02.01 | | Anthogyr_Labside_exoCAD_V2.02.01 | | Anthogyr_Labsidemb_2017_3shape_V2.02.01 | Anthogyr_Labsidemb_2019_3shape_V2.02.01 | Anthogyr_Labsidemb_DentalWings_V2.02.01 |
| MUNFLEX MUFLEX | FlexiBase® Multi-Unit | - | ✓ | 151-04-SAO 151-03-SAO | MUNA100 MUA100 | 151-04-DT-MUN 151-03-DT-MU | 151-04-PA 151-03-PA | | | | | | | |
| TFLEX-N TFLEX-R | FlexiBase® Axiom TL | ✓ | - | 156-0X-SAA 156-0X-SAA | TA100-N TA100-R | 156-01-DT 156-02-DT | 156-01-PA 156-02-PA | | | | | | | |
| TFLEX-N-P TFLEX-R-P | | - | ✓ | 156-0X-SAO 156-0X-SAO | TA100-N TA100-R | 156-01-DT-IL 156-02-DT-IL | 156-01-PA 156-02-PA | | | | | | | |
| OPFLEX403 OPFLEX503 | FlexiBase® Axiom BL | ✓ | - | 152-27-SAA 152-27-SAA | OPIA100 OPIA100 | - | - | exocad_imetric | | | Anthogyr flexibase 3shape | - | - | dentalwings |